

## 单克隆抗体 Monoclonal Antibody



	序号	药物名称	Antibody for drugs	缩写 abb.	ELISA IC50 (ppb)	LFT Cut-off (ppb)	Cross reactivity	价格 (元 /毫克)	产品 序列码
瘦肉精 β-agonists	1	莱克多巴胺单克隆抗体	Ractopamine	RCT	0.05	2	Phenylethylamine 0.5ppb	4500	1001
	2	苯乙醇胺A单克隆抗体	Phenylethylamine	PEA	0.4			4500	1002
	3	沙丁胺醇单克隆抗体	Salbutamol	SAL	0.25	5		4500	1003
	4	克伦特罗单克隆抗体	Clenbuterol	CL	0.2	3	克伦潘特	3000	1004
	5	齐帕特罗单克隆抗体	Zilpaterol	ZIP	0.5	3		4500	1005
	6	溴布特罗单克隆抗体	Bromobuterol	BL	0.2	3	ML, CL 0.2ppb	4500	1006
	7	马布特罗单克隆抗体	Mabuterol	MAB	0.5			4500	1007
	8	西马特罗单克隆抗体	Cimaterol	CIM	0.5			4500	1008
	9	氯丙那林单克隆抗体	Clorprenaline	CLP	5			4500	1009
	10	沙丁克伦二合一单克隆抗体	β- agonists	β2-AR			SAL 0.2ppb; CL 0.3ppb	4500	1010
	11	赛庚啶	Cyproheptadine	CHD	0.4	5		4500	1011
	12	可乐啶	Clonidine	CLD	0.5			4500	1012
重金属 Heavy- Metal	13	镉	Cadmium	Cd	0.5	20		5000	2001
	14	铅	Lead	Pb	2	10		5000	2002
	15	汞	Mercury	Hg	1.5	10		5000	2003
	16	甲基汞	Methyl Mercury Chloride	CH3HgCl	25			5000	2004
	17	铜	Copper	Cu	5	10		5000	2005
	18	铬	Chromium	Cr	20			5000	2006
	19	铝	Aluminum	Al	5			5000	2007
	20	镍	Nickel	Ni	50			5000	2008
	21	黄曲霉毒素B1	Aflatoxin B1	B1	0.02	0.5	AFB1 0.02ppb, AFB2 0.08ppb, AFG1 0.12ppb, AFG2 0.8ppb AFM1 0.15ppb	4500	3001
	22	黄曲霉毒素M1	Aflatoxin M1	M1	0.02	0.2	AFB1 0.3ppb, AFG1 2ppb	5000	3002
	23	通用黄曲霉毒素	Total aflatoxin	AT	0.05	5	AFB1 0.05, AFB2 0.07, AFG1 0.1, AFG2 0.2 AFM1 0.7	5000	3003
	24	赭曲霉毒素	Ochratoxin A	OTA	0.1	2		5000	3004
	25	玉米赤霉烯酮	Zearalenone	ZEN	0.05	2	Zearalanone 0.04ppb, β-Zearalanol 0.08ppb, β-Zearalenol 0.07ppb, α-Zearalanol 0.04ppb, α-Zearalenol 0.06ppb	4500	3005
	26	伏马毒素	Fumonisin	FB	3	3	FB3交叉, FB2无交叉	5000	3006
	27	T-2毒素	T-2 toxin	T-2	0.5	3	HT-2 1.5ppb	5000	3007
	28	T-2毒素	T-2 toxin	T-2	0.4	5	HT-2 无交叉	5000	3008

毒素 Toxin	29	呕吐毒素	Deoxynivalenol	DON	5	50	3-AC 0.3ppb; 15-AC 15ppb	4500	3009
	30	呕吐毒素	Deoxynivalenol	DON	5	5	3-AC 2ppb, 15-AC > 400ppb	4500	3010
	31	呕吐毒素	Deoxynivalenol	DON	5	5	3-AC 2ppb, NIV 100ppb, 15-AC > 400ppb	4500	3011
	32	呕吐毒素	Deoxynivalenol	DON	5	5	3-AC 2ppb, NIV 100ppb, 15-AC > 400ppb	4500	3012
	33	桔霉素	Citrinin	CIT	0.8	5		5000	3013
	34	杂色曲霉素	Sterigmatocystin	STG	0.2			5000	3014
	35	交联孢酚	Alternariol	AOH	1		Alternariol mono-methyl ether 5ppb	5000	3015
	36	交联孢酚酮酸	Tenuazonic acid	TEA	500			5000	3016
	37	环匹阿尼酸	Cyclopiazonic acid	CPA	3			5000	3017
	38	蛇形毒素	Diacetoxyscirpenol	DAS	8			5000	3018
	39	黄绿青霉素	Citreoviridin	CIT	5			5000	3019
	40	微囊藻毒素LR	Microcystin LR	MC-LR	0.2	1		5000	3020
41	河豚毒素	Tetrodotoxin	TTX	5	10		5000	3021	
性激素 Hormone	42	19-去甲基睾酮	19-methyltestosterone	19-NT	0.2			4500	4001
	43	甲基睾酮	Methyltestosterone	MT	0.3			4500	4002
	44	睾酮	Testosterone	T	0.2	5		4500	4003
	45	前列腺素	Prostaglandin	PG	2			4500	4004
	46	甲羟孕酮	Medroxyprogesterone	MP	0.07	50		4500	4005
	47	孕酮	Progesterone	P	0.3		MP 0.2~0.5ppb	4500	4006
	48	孕酮特异性	Progesterone-specific	P	0.5	10		4500	4007
	49	雌酮	Estrone	E1	0.5			4000	4008
	50	雌二醇	Estradiol	E2	0.2		苯甲酸雌二醇 5ppb	4500	4009
	51	雌三醇	Estriol	E3	0.2		E2, E1 : 3ppb	4500	4010
	52	地塞米松	Dexamethasone	DEX	0.05	0.3	Cortisol 3ppb Betamethasone 2ppb Prednisolone 3ppb	4500	4011
	53	氢化可的松	Cortisol	CRT	0.2		Fludrocortisone 2ppb Dexamethasone 2ppb Betamethasone 1ppb Prednisolone 1ppb	4500	4012
	54	己烯雌酚	Diethylstilbestrol	DES	0.3	10	Dienestrol 5ppb	4500	4013
	55	己烷雌酚	Hexestrol	HES	0.1	15		4500	4014
环境污染 物 Environme ntal	56	双酚A	Bisphenol A	BPA	0.1	10		5000	5001
	57	双酚S	Bisphenol S	BPS	0.5			5000	5002
	58	四溴双酚A	Tetrabromobisphenol A	TBBA	0.5			5000	5003
	59	多溴联苯醚	Polybrominated diphenyl ethers	PBDEs	20			5000	5004

Contaminants	60	壬基酚	Nonylphenol	NP	500			5000	5005
	61	辛基酚	Octylphenol	OP	25		NP 200ppb	5000	5006
	62	二噁英	Dioxin	DXN	250			5000	5007
抗病毒 Antivirus drug	63	利巴韦林	Ribavirin	RBV	8			5000	6001
	64	金刚烷胺	Amantadine	AM	1			5000	6002
	65	金刚烷胺多残	Amantadine	AM	2		Rimantadine 1ppb	5000	6003
	66	金刚烷胺多残	Amantadine	AM	2		金刚乙胺0.5ppb, 索金刚烷0.5ppb	5000	6004
	67	磺胺嘧啶	Sulfadiazine	SD	5			4500	6005
	68	磺胺喹噁啉	Sulfaquinoxaline	SQX	0.2			4500	6006
	69	磺胺二甲基嘧啶	Sulfamethazine	SM2	0.5			4500	6007
	70	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfadimethoxine	SDM	0.4	5		4500	6008
	71	三甲氧苄胺嘧啶	Trimethoprim	TMP	5			4500	6009
	72	二甲氧苄胺嘧啶	Diaveridine	DVD	0.5			5000	6010
	73	奥美普林	Ormetoprim	OMP	4			5000	6011
	74	磺胺增效剂 多残	Sulfa synergist agent	SSA	1		TMP 1ppb ; DVD 1ppb ; OMP 2ppb	5000	6012
	75	氯霉素	Chloromycetin	CAP	0.15	0.1比色		4500	6013
	76	甲砜霉素多残I	Chloramphenicols	TAP I	0.15	2.5	CAP 0.15ppb; FF 1ppb	4500	6014
	77	甲砜霉素多残II	Chloramphenicols	TAP II	0.5		CAP 1ppb; FF 1ppb	4500	6015
	78	氟苯尼考	Florfenicol	FF	0.2	2		4500	6016
	79	庆大霉素	Gentamicin	GM	0.1	5		4500	6017
	80	卡那霉素	Kanamycin	KAN	0.1	5	Tobramycin 0.5ppb, Amikacin 4ppb, Apramycin 100ppb	4500	6018
	81	安普霉素	Apramycin	APM	2			4500	6019
	82	大观霉素	Spectinomycin	SPM	1	1		4500	6020
	83	巴龙霉素	Paromomycin	PAM	0.5		Neomycin 20ppb	4500	6021
	84	阿米卡星	Amikacin	AMK	0.2			5000	6022
	85	奈替米星	Netilmicin	NTM	0.5			5000	6023
	86	链霉素	Streptomycin	STR	0.5	12	Dihydrostreptomycin 0.5 ppb	4500	6024
	87	新霉素	Neomycin	NM	0.5	15	Paromomycin 200ppb	4500	6025
	88	林可霉素	Lincomycin	LM	0.3	2.5	Clindamycin 50 ppb	4500	6026
	89	吡利霉素	Pirlimycin	PIR	5			5000	6027
	90	克林霉素	Clindamycin	CDM	0.5		Lincomycin 5ppb, Pirlimycin 20ppb	5000	6028
91	泰拉霉素	Tulathromycin	TLM	1			4500	6029	
92	螺旋霉素	Spiramycin	SPM	2			5000	6030	

抗生素 Antibiotic	93	吉他霉素	Kitasamycin	KSM	2		Josamycin 10ppb	5000	6031
	94	红霉素	Erythromycin	EM	0.3	2.5		4500	6032
	95	克拉霉素多残	Clarithromycin	CTM	0.3		Roxithromycin 0.5 ppb, Erythromycin 0.5 ppb, Azithromycin 0.5 ppb	4500	6033
	96	克拉霉素特异性	Clarithromycin	CTM	1		Roxithromycin 10 ppb, Erythromycin 20 ppb, Azithromycin 20ppb	4500	6034
	97	莫西菌素	Moxidectin	MXD	25			5000	6035
	98	阿维菌素	Avermectin	AVM	0.5		Emamectin 0.5ppb, Ivermectin 1.5ppb, Doramectin 20ppb	4500	6036
	99	多拉菌素	Doramectin	DOR	3		Emamectin 1ppb, Avermectin 1.5ppb, Ivermectin 4ppb	4500	6037
	100	泰乐菌素	Tylosin	TYL	0.5	15	Tilmicosin 36ppb, Tylosin 1ppb, Decontamination tylosin 0.4ppb	4500	6038
	101	泰乐/替米/泰万 三合一	Class of Tylosin	TYL/TIM /TYV	0.6	10	Tilmicosin 2.4ppb, Tacrolimus 1ppb, Decontamination tylosin 0.6ppb Tylvalosin 2ppb	5000	6039
	102	替米考星	Tilmicosin	TIM	1.5	10	Tylosin 40ppb, Tylosin 25ppb, Decontamination tylosin 1.5ppb	4500	6040
	103	万古霉素	Vancomycin	VM	1		Norvancomycin 2ppb	5000	6041
	104	盐霉素	Salinomycin	SLM	1	25		5000	6042
	105	莫能菌素	Monensin	MON	0.5			5000	6043
	106	阿苯达唑代谢物	Albendazole metabolite	ABZm	10		ABZSO2NH2 10ppb, ABZSO2 10ppb , ABZSO 80ppb	5000	6044
	107	阿苯达唑多残I	Class of Albendazole I	ABZs	10		Albendazole: 10ppb Fenbendazole: 10 ppb, Orfendazole: 10ppb, Fenbendazole sulfone: 20ppb, Mebendazole: 5 ppb, Flubendazole: 5 ppb, Propoxybenzene Imidazole: 5 ppb, ABZSO2: 20 ppb, ABZSO: 20ppb Carbendazim: 5ppb Thioflavin: 5ppb Benomyl: 10ppb Fuberidazole: 25ppb Thiophanate methyl: 30ppb Thiabendazole: 30ppb	5000	6045
108	阿苯达唑多残II	Class of Albendazole II	ABZs	1		ABZSO 2ppb, ABZSO2 1ppb	5000	6046	
109	氨基苯丙咪唑	Aminobenzimidazole	ABI	20			5000	6047	
110	甲硝唑	Metronidazole	MNZ	4		Metronidazole (MNZ): 4ppb Dimetridazole (DMZ): 2ppb Ronidazole (RNZ): 4ppb	5000	6048	
111	尼卡巴嗪代谢物4,4-二 硝基均二苯脲	4,4'- dinitrocarbanilide	DNC	0.05	5		5000	6049	

112	纳他霉素	Natamycin	NTM	2	20		4500	6050
113	四环素特异	Specific tetracycline	TC	1			4500	6051
114	四环素	Tetracycline	TCs	0.5	5	TC 0.5ppb; OTC 0.5ppb; DC 0.5ppb; CTC 1ppb	4500	6052
115	替加环素	Tigecycline	Tgc	10			5000	6053
116	喹乙醇	Olaquinox	OLA	1		Quinocetone 1 ppb; Acequiquine 1.5ppb	4500	6054
117	喹乙醇特异	Specific olaquinox	OLA	5			4500	6055
118	喹乙醇代谢物	Olaquinox metabolite	MQCA	2	1		4500	6056
119	卡巴氧	Carbadox	CBD	5		喹赛多 5ppb	4500	6057
120	环丙沙星	Ciprofloxacin	CIP	0.5	25		4500	6058
121	沙拉沙星	Sarafloxacin	SAR	0.5		Difloxacin 0.5ppb; Trifluoroacetic 5ppb	4500	6059
122	氧氟沙星	Ofloxacin	OFX	1	10	麻保, 双氟交叉	4500	6060
123	恩诺沙星	Enrofloxacin	ENOR	0.03			4500	6061
124	诺氟沙星	Norfloxacin	NFLX	0.2			4500	6062
125	双氟沙星	Difloxacin	DFLX	0.5			4500	6063
126	氨苄西林	Ampicillin	AMP	20		Amoxicillin 20ppb	4500	6064
127	头孢噻呋	Ceftiofur	CEF	5	60		4500	6065
128	头孢喹肟	Cefquinome	CEQ	2	20		4500	6066
129	头孢匹林	Cefapirin	CEP	2			4500	6067
130	头孢氨苄	Cephalexin	CEX	0.5	5		4500	6068
131	头孢哌酮	Cefoperazone	CEPZ	20			4500	6069
132	潮霉素B	Hygromycin B	HMB	10			4500	6070
133	马杜霉素	Maduramicin	MAD	15	50		5000	6071
134	利福平	Rifampicin	RFP	10			5000	6072
135	吡喹酮	Praziquantel	PZQ	10			5000	6073
136	氯苯胍	Robenidine	RBD	0.5			5000	6074
137	地克珠利	Diclazuril	DIC	0.5			5000	6075
138	二硝托胺	Dinitolmide	DNT	5	50		5000	6076
139	氯羟吡啶	Clopidol	CPD	0.5	1		5000	6077
140	左旋咪唑	Levamisole	LMS	10			5000	6078
141	阿散酸	Arsanilic acid	ASA	100			5000	6079
142	洛克沙肿	Roxarsone	ROX	25			5000	6080
143	常山酮	Halofuginone	HAL	1			5000	6081
144	氨茶碱	Aminophylline	APL	10			5000	6082

	145	泰妙菌素	Tiamulin	TML	0.5			5000	6083
	146	乙氧酰胺苯甲酯	Ethopabate	EPB	250			5000	6084
	147	黄霉素	Flavomycin	FVM	200			5000	6085
	148	维吉尼亚霉素	Virginiamycin	VGM	15			5000	6086
	149	那西肽	Nosiheptide	NSP	20			5000	6087
	150	呋喃苯烯酸钠	Nifurstyrenate	NFS	0.5			5000	6088
	151	病毒灵	Moroxydine hydrochloride	MXD	25			5000	6089
	152	双咪苯脲	Imidocarb	IMC	2	200		5000	6090
	153	杆菌肽	Bacitracin	BCT	50		Bacitracin zinc 50ppb	5000	6091
	154	多粘菌素B	Polymyxin B	PMB	20	500		5000	6092
	155	多粘菌素E	Polymyxin E	PME	20	500	PMB 15ppb	5000	6093
	156	恩拉霉素	Enramycin	ERM	100			5000	6094
	157	加米霉素	Gamithromycin	GMM	1			5000	6095
	158	氨苯砒	Diaminodiphenyl sulfone/ Dapsone	DDS	1			5000	6096
色素 Pigment	159	赤藓红	Erythrosin	ERY	5	500		5000	7001
	160	碱性橙	Basic Orange	BO/CSD	5			5000	7002
	161	罗丹明B	Rhodamine B	RB	1	5		5000	7003
	162	柠檬黄	Tartrazine	TAR	0.11	10000		5000	7004
	163	二甲基黄	Dimethyl yellow	DMY	1			5000	7005
	164	酸性橙1	Acid Orange 1	AO1	5			5000	7006
	165	苏丹红I	Sudan I	Su I	0.5			5000	7007
	166	苏丹红通用	Class of Sudan	Sudan			Para red 20ppb, Su-I 4ppb; Su-II 25ppb; Su-III 50ppb; Su-IV 50ppb;	5000	7008
	167	多菌灵	Carbendazim	CBD	0.45	200	Benomyl 0.6ppb; Thiabendazole 10ppb	5000	8001
	168	百菌清	Chlorothalonil	CTL	0.3	20	五氯硝基苯 10ppb	5000	8002
	169	甲基对硫磷	Methyl parathion	MP	1.5	2	Methyl paraoxon 15ppb; Methamidophos 50ppb	4500	8003
	170	杀螟硫磷	Fenitrothion	FNT	20			4500	8004
	171	水胺硫磷	Isocarbophos	ICP	10			4500	8005
	172	甲基异柳磷	Isofenphos-methyl	IFM	10			4500	8006
	173	甲基异柳磷	Isofenphos-methyl	IFM	1	10	水胺硫磷 2ppb	4500	8058
	174	三唑磷	Triazophos	TZP	1		氯唑磷 2ppb	5000	8007
	175	三唑酮	Triadimefon	TDM	5		三唑醇 10ppb, 多效唑5ppb	5000	8008
	176	戊唑醇	Tebuconazole	TBZ	1			4500	8009

农药 Pesticide	177	戊菌唑	Penconazole	PCZ	1			4500	8010
	178	腈菌唑	Myclobutanil	MCB	1			4500	
	179	氧乐果	Omethoate	OMO	250			4500	8011
	180	毒死蜱	Chlorpyrifos	CPF	5	100	甲基毒死蜱500ppb	4500	8012
	181	甲萘威	Carbaryl	CBR	15			4500	8013
	182	乙草胺	Acetochlor	ATC	5	50		4500	8014
	183	乙草胺多残	Class of Acetochlor	ATC	3		Alachlor 3ppb, Metolachlor 10ppb, Acetochlor 3ppb, Pretilachlor 10ppb, Butachlor 10ppb	4500	8015
	184	啶虫脒	Acetamiprid	AAP	0.3	2.5	Clothianidin 0.1ppb	4500	8016
	185	吡虫啉	Imidacloprid	ICP	0.2	1	Clothianidin 40 ppb, Thiacloprid 50 ppb	4500	8017
	186	噻虫嗪	Thiamethoxam	TMO	1			4500	8018
	187	噻虫胺	Clothianidin	CTD	0.5			4500	8019
	188	烯啶虫胺	Nitenpyram	NIT	1			4500	8020
	189	三氮唑	Triazamidine	TAM	0.1			4500	8021
	190	克百威	Carbofuran	CAR	0.3	1	Butythrothrix 30ppb, 3-OH carbofuran 50ppb	4500	8022
	191	涕灭威	Aldicarb	ADC	3	10		4500	8023
	192	异丙威	Isoprocarb	IPC	5			4500	8024
	193	甲氰菊酯	Fenpropathrin	FPP	4		Cypermethrin 20ppb, deltamethrin 100ppb, cis- fenvaleate 2ppm	4500	8025
	194	联苯菊酯	Bifenthrin	BFT	100			5000	8026
	195	高效氯氟氰菊酯	Lambda-Cyhalothrin	λ-CHT	1			5000	8027
	196	高效氟氯氰菊酯	Beta-cyfluthrin	β-CFT	20			5000	8072
	197	异菌脲	Iprodione	IPRO	2.5			5000	8028
	198	哒螨灵	Pyridaben	PYD	10	100		4500	8029
	199	阿特拉津/莠去津	Atrazine	ATZ	1.5		扑草净10ppb, 扑灭通10ppb	5000	8030
	200	4-氯苯氧乙酸	4-Chlorophenoxyacetic acid	4-D	20	10		5000	8031
201	2,4-二氯苯氧乙酸	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid	2,4-D	4	20		5000	8032	
202	2,4,5-三氯苯氧乙酸	2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid	2,4,5-T	5			5000	8033	
203	6-苄氨基腺嘌呤	6-Benzylaminopurine	6-BA	3			5000	8034	
204	抑芽唑	Triapenthenol	TPT	50			5000	8069	

205	脱落酸	Abscisic Acid	ABA	2			5000	8067
206	赤霉素	Gibberellic acid	GA	5			5000	8035
207	氯吡啶	Forchlorfenuron	FCF	0.5			5000	8036
208	多效唑	Paclobutrazol	PBZ	5			5000	8037
209	百草枯	Paraquat	PQ	0.3			4500	8038
210	异噁草酮	Clomazone	CMZ	5	50		5000	8039
211	嘧霉胺	Pyrimethanil	PMT	3			5000	8040
212	啶酰菌胺	Boscalid	BSC	0.5			5000	8041
213	啶氧菌酯	Picoxystrobin	POS	1			5000	8042
214	啞菌酯	Azoxystrobin	AXS	0.1			5000	8043
215	醚菌酯	Kresoxim-methyl	KSM	0.5			5000	8044
216	吡啶醚菌酯	Pyraclostrobin	PCT	1			5000	8045
217	唑虫酰胺	Tolfenpyrad	TFP	5			5000	8046
218	甲霜灵	Metalaxyl	MA	0.5			5000	8047
219	恶霜灵	Oxadixyl	ODX	2			5000	8048
220	氟虫腈	Fipronil	FP	0.1			5000	8049
221	仲丁灵	Butralin	BTL	20			5000	8050
222	二甲戊灵	Pendimethalin	PDM	30	200		5000	8051
223	除草醚	Nitrofen	NF	10			5000	8052
224	霜霉威	Propamocarb	PPMC	5			5000	8053
225	多杀菌素	Spinosad	SPS	1			5000	8054
226	烯酰吗啉	Dimethomorph	DMM	2			5000	8055
227	菌核净	Dimethachlon	DMC	5			5000	8056
228	氟节胺	Flumetralin	FLM	10			5000	8057
229	腐霉利	Procymidone	PCM	2			5000	8058
230	三氯杀螨醇	Dicofol	DCF	2			5000	8060
231	氟乐灵	Trifluralin	TFL	2			5000	8061
232	杀虫脒	Chlordimeform	CDF	2			5000	8062
233	甲拌磷	Phorate	PR	20		乙拌磷40ppb	5000	8063
234	环丙唑醇	Cyproconazole	CCZ	3			5000	8064
235	敌草隆	Diuron	DR	0.5			5000	8065
236	氯虫苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	CTP	20			5000	8066
237	苯醚甲环唑	Difenoconazole	DCZ	60			5000	8067
237	除草定	Bromacil	BMC	2			5000	8068



	239	氟啶胺	Fluazinam	FZN	10			5000	8070
	240	异恶草松	Clomazone	CMZ	5			5000	8071
	241	肟菌酯	Trifloxystrobin	TFT	50			5000	8073
水产杀菌剂 Aquatic fungicide	242	对位呋喃西林代谢物	4-Nitrofurazone metabolite	4-CPSEM	0.1	0.5		4500	9001
	243	对位呋喃妥因代谢物	4-Nitrofurantoin metabolite	4-CPAHD	0.2	0.5		4500	9002
	244	对位呋喃唑酮代谢物	4-Furazolidone metabolite	4-CPAOZ	0.2	0.5		4500	9003
	245	对位呋喃它酮代谢物	4-Furaltadone metabolite	4-CPAMOZ	0.2	0.5		4500	9004
	246	邻位呋喃西林代谢物	2-Nitrofurazone metabolite	2-CPSEM	0.1	0.5		4500	9005
	247	邻位呋喃妥因代谢物	2-Nitrofurantoin metabolite	2-CPAHD	0.1	0.5		4500	9006
	248	邻位呋喃唑酮代谢物	2-Furazolidone metabolite	2-CPAOZ	0.2	0.5		4500	9007
	249	邻位呋喃它酮代谢物	Furaltadone metabolite	2-CPAMOZ	0.1	0.1		4500	9008
	250	硝咪索尔	Nifursol	NFS	2			4500	9009
	251	孔雀石绿	Malachite Green	MG	0.15	0.1比色	结晶紫 0.17ppb	4500	9010
	252	隐性孔雀石绿	Leucomalachite	LMG	3			4500	9011
	253	五氯苯酚	Pentachlorophenol	PCP	0.2	5		5000	9012
254	五氯硝基苯			3	5		5000	9055	
乳品添加物 Dairy additive	255	三聚氰胺	Melamine	MEL	2	10	环丙氨嗪(Cyromazine) 2ppb	4500	9013
	256	苯甲酸	Benzoic acid	BZA	1000			5000	9014
	257	$\beta$ -内酰胺酶	$\beta$ -Lactamase	$\beta$ -Lactamase	1.5	2.5		5000	9015
	258	金玉兰酶	Yulan enzyme	$\beta$ -Lactamase	0.75	5		5000	9016
	259	碱性磷酸酶	Alkaline phosphatase	AP	0.8			5000	9017
镇静剂 Sedative	260	硝西泮	Nitrazepam	NZP	0.5	5		5000	9018
	261	氯硝西泮	Clonazepam	CZP	1	10		5000	9019
	262	地西泮	Diazepam	DZP	1	10		5000	9020
	263	安替比林	Antipyrine	AP	5	20	4-methylaminoantipyrine 20ppb; 4-aminoantipyrine 10ppb; 4-formamidoantipyrine 0.5ppb; 4-acetamidoantipyrine 0.5 ppb; Metamizole 20ppb	5000	9021
	264	氮哌酮	Azaperone	AZP	0.5		Azaperol 10ppb	5000	9022
	265	卡马西平	Carbamazepine	CMZ	0.8		Carvedilol 2ppb	5000	9023
	266	赛拉嗪	Xylazine	XLZ	2	20		5000	9024
	267	氯丙嗪	Chlorpromazine	CPZ	5			5000	9025
	268	安眠酮	Methaqualone	MQA	2			5000	9026

	269	三卡因	Tricaine	MS222	50			5000	9027
	270	丁香酚	Eugenol	EGN	5			5000	9028
镇痛药 Anodyne	271	氟尼辛	Flunixin	FNX	0.25	5	5-hydroxyfluidin 5 ppb	5000	9029
	272	普鲁卡因	Procaine	PRC	0.5			5000	9030
	273	美洛昔康	Meloxicam	MLX	0.1	5		5000	9031
保化添加物 Additives in Healthcare and cosmetics	274	氢氯噻嗪	Hydrochlorothiazide	DCT	0.2			5000	9032
	275	氨氯地平	Amlodipine	ADP	2.5		Nitrendipine 5ppb	5000	9033
	276	卡拉洛尔	Carazolol	CZL	0.25		卡维地洛 2ppb	5000	9034
	277	他达拉非	Tadalafil	TDL	2			5000	9035
	278	西地那非	Sildenafil	SDN	0.5			5000	9036
	279	西布曲明	Sibutramine	SBTM	2	250		5000	9037
	280	酚酞	Phenolphthalein	PT	0.3			5000	9038
	281	罗格列酮	Rosiglitazone	RGT	2			5000	9039
	282	格列本脲	Glibenclamide	GBC	1			5000	9040
	283	吲哚美辛	Indometacin	IDM	3			5000	9041
	284	二甲双胍	Metformin	MF	1			5000	9042
	285	双氯芬酸	Diclofenac	DC	2		醋氯芬酸 (Aceclofenac) 4ppb	5000	9043
	286	氯苯那敏	Chlorpheniramine	CPM	1			5000	9044
	287	布洛芬	Ibuprofen	IBPF	2			5000	9045
	288	非那西丁	Phenacetin	PNT	5			5000	9046
	289	雷尼替丁	Ranitidine	RNTD	15			5000	9047
	290	苯海拉明	Diphenhydramine	DPHD	5			5000	9048
	291	三氯生	Triclosan	TCS	75			5000	9049
	292	曲安奈德	Triamcinolone	TML	1			5000	9050
	293	对乙酰氨基酚	Acetaminophen	APAP	5			5000	9051
294	酮康唑	Ketoconazole	KCZ	1			5000	9052	
295	松香酸	Abietic acid	ATA	20			5000	9053	
食品风味 添加剂	296	甜蜜素	Cyclamate	CM	250	100		5000	9054
防霉剂 Mold inhibitor	297	苯噻氰	Benzoth cyanide	BnCN	10	500		5000	10001
	298	苯并噻嗪	Benzothiazine	BTZ	15			5000	10002
	299	二叔丁基对甲酚	Butylated	BHT	50			5000	10003
	300	2-巯基苯并噻唑	2-mercapto-benzothiazole	2-BTZ	100			5000	10004
	301	抑霉唑	Imazalil	IMZ	500			5000	10005
	302	二苯甲酮	Benzophenone	BZP	5			5000	10006

材料助剂 Modifying agent	303	邻苯二甲酸二丁酯	Dibutyl phthalate	DBP	20		特异 (specific)	5000	10007
	304	邻苯二甲酸二丁酯	Dibutyl phthalate	DBP	20	500	BBP, DIBP 50ppb; DNP, DMP 100ppb; DEHP, DINP 5ppm	5000	10008
	305	邻苯二甲酸二甲酯	Dimethyl phthalate	DMP	30			5000	10009
	306	荧光增白剂KSN	Fluorescent brightener KSN	KSN	70		OB-1 200ppb	5000	10010
	307	2,4-甲苯二异氰酸酯	2,4-toluylene diisocyanate	2,4-TDI	150			5000	10011
食品加工 危害物 Food processing hazards	308	丙烯酰胺	Acrylamide	AM	50			5000	10012
	309	苯并芘	Benzo[a]pyrene	BaP	1			5000	10013
生理活性 物 Physiologically active substance	310	叶酸	Folic acid	FA	0.5	2.5	Pterotic acid 0.4ppb; Tetrahydrofolate 1.6ppb	5000	11001
	311	叶酸特异性	Folic acid specific	FA	0.5			5000	11002
	312	维生素B1	Vitamin B1	Vb1	40			5000	11003
	313	维生素B2	Vitamin B2	Vb2	20	50	Photosensin 20ppb, Light pigment 20ppb	5000	11004
	314	维生素B5	Vitamin B5	Vb5	500			5000	11005
	315	维生素B6	Vitamin B6	Vb6	300			5000	11006
	316	维生素B12	Vitamin B12	Vb12	0.5	5		5000	11007
	317	25-羟基-维生素D3	25-OH-Vitamin D3	25-OH-VD3	50			5000	11008
	318	维生素E	Vitamin E	VE	1500			5000	11036
	319	维生素K1	Vitamin K1	VK1	2000			5000	11037
	320	维生素K3	Vitamin K3	VK3	20			5000	11009
	321	生物素	Biotin	BT	25			5000	11010
	322	乳铁蛋白	Lactoferrin	LF	LOD 10			4500	11011
	323	阿魏酸	Ferulic acid	FA	10		Chlorogenic acid 100ppb Vanillin 12ppb	4500	11012
	324	布他磷	Butafosfan	BFF	100			5000	11013
	325	辣椒碱	Capsaicin	CPS	2	0.5		5000	11014
	326	马兜铃酸	Aristolochic acids	Aas	5	500		5000	11015
	327	乌头碱	Aconitine	ANT	5			5000	11016
	328	秋水仙素	Colchicine	CCC	40			5000	11017
	329	莨菪碱	Hyoscyamine	HSM	1		Atropine 20ppb	5000	11018
330	去甲乌药碱	Higenamine	HGN	20			5000	11019	
331	盐酸小檗碱	Berberine	BBR	20			5000	11020	
332	咖啡因	Caffein	CFI	5			5000	11035	
	333	花生过敏原Ara H1	Peanut allergen Ara H1	Arah1	LOD 0.5			4500	11021

过敏原 /营养抑制 因子 Allergen /nutrition inhibitor	334	花生过敏原Ara H2	Peanut allergen Ara H2	Arah2	LOD 1			4500	11022
	335	大豆11S球蛋白	Soybean 11S globulin	11S	LOD 1			4500	11023
	336	大豆7S球蛋白	Soybean 7s globulin	7S	LOD 1			4500	11024
	337	卵清蛋白	Ovalbumin	OVA	LOD 0.1			4500	11025
	338	花生凝集素	PNA	PNA	LOD 0.5			4500	11026
	339	牛奶酪蛋白	Casein from cow	CS	LOD 1			4500	11027
	340	大豆凝集素	Soybean lectin	SBA	LOD 50			4500	11028
	341	小麦醇溶蛋白	Gladin	GD	LOD 20			4500	11029
	342	鱼小清蛋白	Parvalbumin	PVA	LOD 20			4500	11030
	343	虾肌球蛋白	Shrimp tropomyosin	STM	LOD 10			4500	11031
	344	胰蛋白酶抑制因子	Trypsin inhibitor	KTI	LOD 0.2			4500	11032
	345	棉酚	Gossypol	GOS	1000			5000	11033
	346	组胺	Histamine	HIS	20	250		5000	11034
致病菌 Pathogenic bacteria	347	鼠伤寒沙门氏菌	Salmonella typhimurium	ST	1x10e3			5000	12001
	348	沙门氏菌属	Salmonella	SALM	1x10e5			5000	12002
	349	大肠杆菌O157: H7	E. coli O157: H7	O157: H7	1x10e4	1x10e5		5000	12003
	350	阪崎克罗洛氏肠杆菌	Keluo Luo's Enterobacter sakazakii	Cronobacte	1x10e5			5000	12004
	351	李斯特菌属	Listeria	LIST	1x10e5			5000	12005
	352	单增李斯特	Listeria monocytogenes	LISTM	1x10e5			5000	12013
	353	副溶血弧菌	Vibrio parahaemolyticus	VP	1x10e5			5000	12006
	354	铜绿假单胞菌	Pseudomonas aeruginosa	PA	1x10e5			5000	12007
	355	金黄色葡萄球菌	Staphylococcus aureus	S. aureus	1x10e5			5000	12014
	356	肠毒素A	Enterotoxin A	SEA	1	2.5		4500	12008
	357	肠毒素B	Enterotoxin B	SEB	0.5	2.5		4500	12009
	358	肠毒素C	Enterotoxin C	SEC	1	5		4500	12010
	359	肠毒素D	Enterotoxin D	SED	0.5	1		4500	12011
360	肠毒素E	Enterotoxin E	SEE	0.5	25		4500	12012	
精神类药物 Psychotropic drugs	361	亚甲二氧甲基苯丙胺	Methylenedioxyamphetamine	MDMA	5			5000	13001
	362	吗啡	Morphine	MOP	0.1			5000	13002
	363	芬太尼	Fentanyl	FT	0.1	2		5000	13003
	364	罂粟碱	Papaverine	PAPA	0.2	0.5		5000	13004
	365	甲氨喋呤	Methotrexate	MTX	0.5			5000	13005
	366	他克莫司	Tacrolimus	TRL	1			5000	13006
	367	西罗莫司	Sirolimus	SRL	4			5000	13007

临床项目 IVD	368	Nedisertib	Nedisertib	M3814				5000	13036
	369	降钙素原	Procalcitonin	PCT	2			4500	13008
	370	白细胞介素-6	Interleukin 6	IL-6				4500	13009
	371	异硫氰酸荧光素	Fluorescein	FITC	50			5000	13010
	372	洋地黄毒苷	Digitoxin	DGT	1			5000	13011
	373	地高辛	Digoxin	DGX	0.5			5000	13012
	374	11-去氢血栓素B2	11-Dehydrothromboxane B2	11-dhTxB2	0.1			4500	13013
	375	血清淀粉样蛋白A	Serum amyloid A	SAA	LOD 1			4500	13014
	376	促黄体生成素	Luteinizing hormone	LH	10			4500	13015
	377	人类表皮生长因子受体2	Human epidermal growth factor receptor 2	HER2				4500	13016
	378	糖类抗原242	Carbohydrate antigen 242	CA242				4500	13017
	379	抗缪勒管激素	Anti-Mullerian hormone	AMH				4500	13018
	380	胃泌素17	Gastrin-17	G17				4500	13019
	381	阿尔茨海默病相关神经丝蛋白	Human alzheimer-associated neuronal thread protein	AD7C-NTP				4500	13020
	382	促甲状腺激素	Thyroid-stimulating hormone	TSH				4500	13021
	383	促卵泡激素	Follicle-stimulating hormone	FSH				4000	13022
	384	三碘甲状腺原氨酸T3	Thyroxine,T3	T3	1			4500	13023
	385	四碘甲状腺原氨酸T4	Thyroxine,T4	T4	2			4500	13024
	386	人绒毛膜促性腺激素	Human chorionic gonadotropin	hCG				4500	13025
	387	催乳素	Prolactin	PRL	LOD 0.1			4500	13026
	388	甘氨酸鹅脱氧胆酸	Glycochenodeoxycholic acid	GCDCA	0.3			4500	13027
	389	3-硫酸甘氨酸鹅脱氧胆酸	3-sulfate Glycochenodeoxycholic acid	GCDCA	0.3			4500	13028
	390	Recombinant COVID-19 Spike Protein 1	HEK293F	S1 protein					13029
	391	Recombinant COVID-19 RBD Protein	HEK293F	RBD protein					13030
	392	Recombinant COVID-19 N Protein	E.coli/ HEK293F	N protein					13031
	393	Recombinant COVID-19 N-CTD protein	E.coli/ HEK293F	N-CTD protein					13032
	394	Monoclonal Antibody for S1 protein		S1 Mab					13033
	395	Monoclonal Antibody for RBD protein		RBD Mab		1			13034
	396	Monoclonal Antibody for N protein		N Mab		1			13035

多残抗体 Broad-specific Antibody

药物类别	397	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
β-激动剂类 β-agonist	1	克伦特罗	Clenbuterol	1	100
	2	沙丁胺醇	Salbutamol	0.9	111.1
	3	溴布特罗	Brombuterol	1.7	58.8
	4	克伦潘特	Clenpenterol	1.8	55.6
	5	卡布特罗	Carbuterol	2.1	47.2
	6	马布特罗	Mabuterol	2.3	43.5
	7	西布特罗	Cimbuterol	3.3	30.3
	8	马喷特罗	Mapenterol	3.4	29.4
	9	吡布特罗	Pirbuterol	4	25
	10	特布他林	Terbutaline	5.7	17.5
	11	西马特罗	Cimaterol	7.8	12.8

4500

1013

药物类别	398	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
有机磷I Organic phosphorus I, OP I	1	甲基对硫磷	Methyl parathion	12	100
	2	甲基对氧磷	Methyl paraoxon	15	80
	3	杀螟硫磷	Fenitrothion sulfur	200	6
	4	倍硫磷	Fenthion	500	2.4
	5	对硫磷	Parathion	1000	1.2
	6	蝇毒磷	Coumaphos	1500	0.8
	7	乙基谷硫磷	Azinphos-methyl ethyl	2000	0.6
	8	百治磷	Dicrotophos	5000	0.24
	9	敌敌畏	Dichlorvos	5000	0.24
	10	速灭磷	Mevinphos	5000	0.24
	11	甲基内吸磷	Methyl demeton	5000	0.24

5000

8058

药物类别	399	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
有机磷II Organic phosphorus II, OP II	1	对硫磷	Parathion	10	100
	2	蝇毒磷	Coumaphos	10	100
	3	喹硫磷	Quetiapine	30	40
	4	辛硫磷	Phoxim	30	40
	5	三唑磷	Triazophos	50	24
	6	中苯硫磷	Benzenephosphonic acid	50	24
	7	伏杀硫磷	Phosalone	250	4.8
	8	除线磷	Dichlofention	800	1.5

5000

8059

药物类别	400	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
有机磷III OP III	1	对硫磷	Parathion	2	100
	2	蝇毒磷	Coumaphos	1	200

8060

药物类别	401	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
拟除虫菊酯类 Pyrethroids	1	氯氰菊酯	Cypermethrin	1.5	100
	2	甲氰菊酯	Fenpropathrin	16.4	9.1
	3	顺式氰戊	Cis cyanide amyl	45	3.3
	4	联苯菊酯	Bifenthrin	146.9	1
	5	溴氰菊酯	Deltamethrin	199.6	0.8
	6	氰戊菊酯	Fenvalerate	25.9	5.8
	7	高效氯氰	Efficient cyanuric chloride	490.4	0.3
	8	顺式氯	Cis-chloro	820.1	0.2
	9	氟胺氰菊酯	Fluvalinate	1108.6	0.1
	10	氯氟氰菊酯	Cyhalothrin	1390.4	0.1
	11	高效氟氯氰	Efficient fluorine cyanuric chloride	1527.5	0.1

5000

8061

药物类别	402	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
	1	环丙沙星	Ciprofloxacin	0.5	100
	2	恩诺沙星	Enrofloxacin	0.48	104.2

5000

6097

氟喹诺酮类I Fluoroquinolones I, FQs I	3	诺氟沙星	Norfloxacin	0.45	111.1
	4	氧氟沙星	Ofloxacin	0.55	90.9
	5	沙拉沙星	Sarafloxacin	1.1	45.5
	6	培氟沙星	Pefloxacin	1.6	31.3
	7	依诺沙星	Enoxacin	1.8	27.8
	8	达氟沙星	Danofloxacin	3.6	13.9
	9	西诺沙星	Cinoxacin	4.1	12.2
	10	氟甲喹	Flumequine	3	10
	11	吡哌酸	Pipemidic acid	6.2	8.1

药物类别	403	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
氟喹诺酮类II Fluoroquinolones II FQs II	1	诺氟沙星	Norfloxacin	0.4	100
	2	氧氟沙星	Ofloxacin	2	20
	3	恩诺沙星	Enrofloxacin	1	40
	4	环丙沙星	Ciprofloxacin	1	40
	5	氟甲喹	Flumequine	3	13
	6	达氟沙星	Danofloxacin	1	40
	7	那氟沙星	Nadifloxacin	0.2	200
	8	依诺沙星	Enoxacin	0.6	67
	9	洛美沙星	Lomefloxacin	0.3	133
	10	左氧氟沙星	Levofloxacin	0.3	133
	11	培氟沙星	Pefloxacin	0.15	267
	12	萘啶酸	Nalidixic acid	0.15	267
	13	吡啶酸	Picolinate	0.2	200
	14	西诺沙星	Cinoxacin	0.14	286
	15	恶喹酸	Oxolinic acid	0.15	267
	16	马波沙星	Marbofloxacin	1.5	27
	17	司氟沙星	Sparfloxacin	3	13
	18	加替沙星	Gatifloxacin	5	8
	19	奥比沙星	Orbifloxacin	1	40
	20	氟罗沙星	Fleroxacin	0.2	200
	21	帕珠沙星	Pazufloxacin	20	2

5000

6098

药物类别	404	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
氟喹诺酮类III Fluoroquinolones III FQs III	1	恩诺沙星	Enrofloxacin	0.067	106.2
	2	环丙沙星	Ciprofloxacin	0.070	102.3
	3	诺氟沙星	Norfloxacin	0.072	100.0
	4	依诺沙星	Enoxacin	0.081	88.0
	5	氟罗沙星	Fleroxacin	0.095	75.4
	6	培氟沙星	Pefloxaen	0.126	56.9
	7	沙拉沙星	Sarafloxacin	0.197	36.4
	8	达氟沙星	Danofloxacin	0.442	16.2
	9	那氟沙星	Nadifloxacin	0.475	15.1
	10	洛美沙星	Lomefloxacin	0.527	13.6
	11	氧氟沙星	Ofloxacin	0.793	9.0
	12	二氟沙星	Difloxacin	0.835	8.6
	13	恶喹酸	Oxolinic acid	1.245	5.8
	14	氟甲喹	Flumequine	1.821	3.9
	15	西诺沙星	Cinoxacin	2.813	2.5
	16	萘啶酮酸	Nalidixic acid	3.771	1.9
	17	吡哌酸	Pipemidic acid	3.933	1.8
	18	帕珠沙星	Pazufloxacin	5.048	1.4
	19	加替沙星	Gatifloxacin	5.900	1.2
	20	妥舒沙星	Tosufloxacin	12.068	0.6
	21	氟喹酸	Mefloquine acid	14.765	0.5

5000

6099

药物类别	405	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
	1	磺胺对甲氧嘧啶	Sulfamethoxydiazine	0.5	100
	2	磺胺甲噁唑	Sulfamethoxazole	0.5	100
	3	磺胺甲二唑	Sulfamethizole	0.2	250
	4	磺胺噻唑	Sulfathiazole	0.5	100
	5	磺胺氯吡嗪	Sulfa chloropyridazine	2	25

5000

6100

磺胺多残I Sulfa I	6	磺胺甲氧吡嗪	Sulfamonomethoxine pyridazine	2	25
	7	磺胺邻二甲氧嘧啶	O-methoxy pyrimidine sulfonamides	5	10
	8	磺胺嘧啶	Sulfadiazine	5	10
	9	磺胺二甲氧嘧啶	Sulphadimethoxine	5	10
	10	磺胺间甲氧嘧啶	Sulfamonomethoxine	5	10
	11	磺胺二甲基嘧啶	Sulfamethazine	5	10
	12	磺胺喹噁啉	Sulfaquinolaxinum	5	10
	13	磺胺甲基嘧啶	Sulfamethyldiazine	5	10
	14	磺胺索嘧啶	Sulfisomidine	5	10

药物类别	406	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR (%)
磺胺多残II Sulfa II	1	磺胺对甲氧嘧啶	Sulfa p-methoxypyrimidine	0.3	100.0
	2	磺胺喹噁啉	Sulfa quinoxaline	0.3	100.0
	3	酞磺胺噻唑	Phthalocyanine thiazole	0.3	100.0
	4	磺胺二甲氧嘧啶	Sulfamethoxine	0.5	60.0
	5	磺胺苯酰	Sulfa benzoyl	0.5	60.0
	6	磺胺二甲恶唑	Sulfamoxole	0.5	60.0
	7	磺胺二甲基嘧啶	Sulfamethazine	0.7	42.9
	8	磺胺索嘧啶 (磺胺二甲基异嘧啶)	Sulfisomidine	0.7	42.9
	9	磺胺硝苯	Sulfonamide	0.7	42.9
	10	磺胺异恶唑/磺胺二甲异恶唑	Sulfisoxazole	0.7	42.9
	11	磺胺间甲氧嘧啶	Sulfamonomethoxine	1	30.0
	12	磺胺氯吡嗪	Sulfaclozine	1	30.0
	13	磺胺嘧啶	Sulfadiazine	1.5	20.0
	14	磺胺邻二甲氧嘧啶	Sulfadoxine	1.5	20.0
	15	磺胺氯吡嗪	Sulfachloropyridazine	1.5	20.0
	16	磺胺甲氧吡嗪	Sulfamethoxy pyridazine	1.5	20.0
	17	磺胺醋酰	Sulfacetamide	1.5	20.0
	18	磺胺林	Sulfalen	1.5	20.0
	19	磺胺甲基嘧啶	Sulfamerazine	2	15.0
	20	氨苯磺胺	Sulfanilamide	2	15.0
	21	磺胺苯吡唑	Sulfaphenazole	2	15.0
	22	柳氮磺吡啶	Salicylazosulfapyridine	2	15.0
	23	磺胺脒/磺胺胍	Sulfaguanidine	2	15.0
	24	磺胺甲噁唑	Sulfamethoxazole	3	10.0
	25	磺胺吡啶	Sulfa pyridine	5	6.0
	26	磺胺甲二唑	Sulfamethizole	7	4.3
	27	磺胺噻唑	Sulfa thiazole	15	2.0

5000

6101

药物类别	407	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR(%)
β-lactam	1	氨苄西林	Ampicillin	2	100
	2	苄星青霉素	Benzylpenicillin	1	200
	3	氯唑西林	Cloxacillin	2	100
	4	双氯西林	Dicloxacillin	2	100
	5	头孢哌酮	Cefoperazone	2	100
	6	头孢铵	Cefalonium	2	100
	7	头孢曼多	Cefamandole	2	100
	8	头孢吡肟	Cefepime	2	100
	9	青霉素V钾	Penicillin V potassium	2.5	80
	10	阿莫西林	Amoxicillin	4	50
	11	普鲁卡因青霉素	Procaine penicillin	5	40
	12	头孢硫脒	Cefathiamidine	5	40
	13	头孢匹林	Cefapirin	5	40
	14	奥沙西林	Oxacillin	5	40
	15	头孢喹诺	Cefquinome	5	40

5000

6102



receptor β-内酰胺 类 药物 受 体	16	莫沙拉坦	Moxalactam	5	40
	17	头孢罗丁	Cefalotin	5	40
	18	头孢噻吩	Cephalothin	5	40
	19	美罗培南	Meropenem	5	40
	20	纳夫西林	Nafcillin	10	20
	21	厄他培南	Ertapenem	10	20
	22	头孢噻肟	Cefotaxime	20	10
	23	头孢呋辛	Cefuroxime	20	10
	24	头孢曲松	Ceftriaxone	20	10
	25	头孢唑啉	Cefazolin	20	10
	26	头孢克洛	Cefaclor	25	8
	27	头孢克肟	Cefixime	25	8
	28	头孢西丁	Cefoxitin	25	8
	29	头孢西丁	Cefacetile	25	8
30	头孢噻呋	Ceftiofur	25	8	
31	头孢唑辛	Cefalexin	100	2	
32	头孢羟氨苄	Cefadroxil	100	2	
33	头孢拉定	Cephadrine	500	0.4	

药物类别	408	可识别药物	Recognized drugs	IC50 (ppb)	CR (%)
有机氯	1	硫丹	Endosulfan	20	100
	2	林丹	Lindane	30	66.6
	3	六六六	γ-666	50	40
	4	艾氏剂	Aldrin	100	20
	5	狄氏剂	Dieldrin	200	10
	6	毒杀芬	Toxaphene	250	8
	7	十氯酮	Chlordecone	ND	ND
	8	灭蚁灵	Mirex	ND	ND
	9	氯丹	Chlordane	ND	ND

5000

8074